

0,05% AZUL DE TRIPANO,  
1.5 mL

# RS-BLUE

0.05% t Ry PAN  
bLUE

## TISSUE STAINING



RS-b LUE es azul de tripano al 0.05%, 1.5 ml, empaquetado en un vial, para entintado reversible en tejidos humanos durante la cirugía. El producto garantiza una pronta y efectiva tinción en tejidos humanos, incluyendo tejidos oculares, así permitiendo una clara visualización de los tejidos sin ningún riesgo para los pacientes .

**Ref.:** RSb 001-00

**Contenido:**

- ▶ 6 RS-blue viales, 1.5 ml
- ▶ 1 adicional

**EAN 13 código de barras:**

8021118000005

### AZUL 018 RS-BLUE

<b>Ingredientes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Azul de tripano</li> <li>▶ Cloruro de sodio</li> <li>▶ Fosfato de sodio monobásico</li> <li>▶ Fosfato de sodio bibásico</li> <li>▶ Aguas inyectables</li> </ul>
<b>Concentración</b>	0.05%
<b>Actividad Hidrogeniónica (pH)</b>	7.40
<b>Osmolalidad (mOsm/Kg)</b>	300
<b>Endotoxinas</b>	< 5 EU/kg/h
<b>Forma</b>	liquida
<b>Volumen</b>	1.5 ml
<b>Empaque</b>	vial
<b>Esterilización</b>	Calor húmedo de acuerdo a: EN 556-1:2002 and EN ISO 17665-1:2006
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	+15°C / +32°C
<b>Fecha de expiración</b>	24 meses
<b>USO</b>	Tinción reversible en tejido durante cirugía oftálmica
<b>Clase</b>	Dispositivo médico
<b>Código gmDN</b>	P 45180
<b>Número de Registro mD</b>	3608/R
<b>Clase de dispositivos médicos</b>	Ila
<b>CE marca</b>	CE 0546

## ALCHIMIA

Viale Austria, 14  
35020 Ponte S.Nicolò (PD)  
Italia

t el. +39 049 8962074 / 64  
Fax +39 049 8962071

[www.alchimiasrl.com](http://www.alchimiasrl.com)  
[info@alchimiasrl.com](mailto:info@alchimiasrl.com)

0.05% AZUL TRIPANO EN  
JERINGAS PREPARADAS,  
0.7 mL

# RS-BLUE

0.05% t Ry PAN  
bLUE

## TISSUE STAINING



RS-b L U E es azul de tripano al 0.05%, 0.7 ml, empaquetado en jeringa, para tinción reversible en tejido humano durante cirugía. El producto garantiza una pronta y efectiva tinción en tejido humano, incluyendo tejidos oculares, así permitiendo una clara visualización de los tejidos sin ningún riesgo para los pacientes.

### RS-BLUE

<b>Ingredientes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Azul de tripano</li> <li>▶ Cloruro de sodio</li> <li>▶ Fosfato de sodio monobásico</li> <li>▶ Fosfato de sodio dibásico</li> <li>▶ Agua para inyección</li> </ul>
<b>Concentración</b>	0.05%
<b>Actividad hidrogeniónica (pH)</b>	7.40
<b>Osmolalidad (mOsm/Kg)</b>	300
<b>Endotoxinas</b>	< 5 EU/kg/h
<b>Forma</b>	líquido
<b>Volumen</b>	0.7 ml
<b>Empaque</b>	Jeringa
<b>Esterilización</b>	Calor húmedo de acuerdo a EN 556-1:2002 y EN ISO 17665-1:2006
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	+15°C / +32°C
<b>Fecha de expiración</b>	24 meses
<b>USO</b>	Tinción reversible en tejido durante la cirugía oftálmica
<b>Clase</b>	Dispositivo médico
<b>Code gmDN</b>	P 45180
<b>Número de registro mD</b>	3610/R
<b>Clase de dispositivo médico</b>	Ila
<b>Marca CE</b>	CE 0546

**Ref.:** RSb 002-00

**Contenido:**

- ▶ 6 RS-blue jeringas preparadas, 0.7 ml
- ▶ 1 repuesto

**EAN 13 barcode:**

8021118000012

## ALCHIMIA

Viale Austria, 14  
35020 Ponte S.Nicolò (PD)  
Italia

t el. +39 049 8962074 / 64  
Fax +39 049 8962071

[www.alchimiasrl.com](http://www.alchimiasrl.com)  
[info@alchimiasrl.com](mailto:info@alchimiasrl.com)