

Medio de  
almacenamiento Corneal  
a 4°C

# EUSOL-C

## Almacenamiento a 4°C



Eusol C es un medio de almacenamiento totalmente sintético para almacenar córnea a temperatura de 4°C por hasta 14 días. La solución contiene un antibiótico único con dosis de efectividad para una estabilidad mas alta. Antes de usarse, el producto puede ser guardado a temperatura ambiente y puede soportar variantes de temperatura durante el viaje. El indicador rojo de fenol permite una rápida visualización de las variaciones del ph. El fondo del vial ópticamente claro permite evaluar la córnea a través de microscopios (e.g. Konan, Hailabs) sin necesidad de transferirlo a otro contenedor, reduciendo así el riesgo de contaminarse.

**Ref.:** CSM 001-00

**Contenidos:**

◆ 12 20ml-vial paquete

**EAN 13 código de barra:**  
8021118000593

EUSOL-C	
<b>ingredientes</b>	Acción
dextran	Agente osmotico
Piruvato de sodio, glucosa	Fuentes de energía
amino acidos, minerales, sales, vitaminas	nutrientes
gentamicina	Antibiótico
Hepes, bicarbonato	Amortiguadores
Fenol rojo	Indicador de pH
<b>forma</b>	Líquido estéril
<b>Volumen</b>	20 ml
<b>Parámetros Psico-químicos</b>	◆ actividad hidrogeniónica (pH) : 7.40 (7.20 - 7.60) ◆ osmolalidad (MOsm/Kg) : 300 (255 - 345)
<b>Empaque</b>	Vial
<b>Esterilización</b>	Asepticamente manufacturado con filtración estéril de acuerdo a UNI EN 556-2:2005 Y UNI EN 13824:2005
<b>Temperatura de Almacenamiento</b>	+2°C+25°C
<b>Fecha de Expiración</b>	24 meses
<b>Uso</b>	Almacenamiento Corneal a 4°C
<b>Temperatura de uso real</b>	+2°C - + 8°C
<b>Duración de uso real</b>	Hasta 14 días
<b>510 K número</b>	K 063617

## ALCHIMIA

Viale Austria, 14  
35020 Ponte S.Nicolò (PD)  
Italia

P.IVA IT 00063370282

Phone +39 049 8962074 / 64  
Fax +39 049 8962071

[www.alchimiasrl.com](http://www.alchimiasrl.com)  
[info@alchimiasrl.com](mailto:info@alchimiasrl.com)